


CODIGO **36002, 36003, 36006**

 DESCRIPCION: **CONTROL BASIC 1,5 L/H. 5 L/H. Y REDOX EV.**

ESPAÑOL

POS	CODIGO	DESCRIPCION	POS	CODIGO	DESCRIPCION
1	36002R0001	CIRCUITO ELECTRONICO	9	36007R0016	FILTRO DE PIE PVC/FPM
2	36002R0002	TECLADO	10	27883R0006	RACORD DE INYECCION EN PVC
3	36002R0003	TAPA FRONTAL	11	27883R0007	TUBO ASP. PVC 4X6 LONG.100M
4	* 36002R0004	PORTA-RODILLOS	11	27883R0008	TUBO IMP. PE 4X6 LONG.100M
5	* 27883R0004	TUBO DE SANTOPRENE 6,25X10,55 C/RACORDS	12	* 27883R0010	KIT DE SOLUCIONES DE CALIBRACION PF7
6	36002R0005	TAPA FRONTAL CABEZAL	12	* 27883R0011	KIT DE SOLUCIONES DE CALIBRACION PF4
7	* 36002R0006	CJTO. CABEZAL PERISTALTICA 1,5 L/H.	12	* 27883R0012	KIT DE SOLUCIONES DE CALIBRACION 10 PH 90M
7	* 36003R0006	CJTO. CABEZAL PERISTALTICA 5 L/H.	12	* 27883R0013	KIT DE SOLUCIONES DE CALIBRACION 465MV.
8	* 56109R0005	SENSOR PH 0-14	13	27883R0009	PORTASONDAS EN PVC MAXIMA TEM
8	* 27354R0013	ELECTRODO REDOX 1,5 METROS CABLE	14	05141	COLLARIN DE TOMA 50-1/2"
8	* 56109R0006	SENSOR ORP			


CODIGO **36002, 36003, 36006**

DESCRIPCION: **CONTROL BASIC 1,5 L/H. 5 L/H. Y REDOX EV.**

OBSERVACIONES

POS	CODIGO	OBSERVACIONES
4	36002R0004	PARA: 36002, 36003
5	27883R0004	PARA: 36002, 36003
7	36002R0006	PARA: 36002
7	36003R0006	PARA: 36003
8	56109R0005	PARA: 36002, 36003
8	27354R0013	PARA: 36006
8	56109R0006	PARA: 36006
12	27883R0010	PARA: 36002, 36003, 36006
12	27883R0011	PARA: 36002, 36003, 36006
12	27883R0012	PARA: 36002, 36003
12	27883R0013	PARA: 36002, 36003, 36006

CODE **36002, 36003, 36006**

 DESCRIPTION: **CONTRÔLE BASIC 1,5 L/H. 5 L/H. ET REDOX EV.**

FRANCAIS

POS	CODE	DESCRIPTION	POS	CODE	DESCRIPTION
1	36002R0001	CIRCUIT ELECTRONIQUE	9	36007R0016	FILTRE PIED PVC/FPM
2	36002R0002	CLAVIER	10	27883R0006	RACCORD INJECTION PVC
3	36002R0003	COUVERCLE FRONTAL	11	27883R0007	TUBE ASP. PVC 4X6 L100M
4	* 36002R0004	CROIX PORTE-GALET	11	27883R0008	TUBE IMP. PE 4X6 L100M
5	* 27883R0004	TUBE SANTOPRENE 6,25X10,55 AVEC RACCORDS	12	* 27883R0010	KIT SOLUTION CALIBRAGE PF7
6	36002R0005	COUVERCLE FRONTAL TETE	12	* 27883R0011	KIT SOLUTION CALIBRAGE PF4
7	* 36002R0006	ENSEMBLE TETE PERISTALTIQUE 1,5L/H	12	* 27883R0012	KIT SOLUTION CALIBRAGE 10 PH
7	* 36003R0006	ENSEMBLE TETE PERISTALTIQUE 5L/H	12	* 27883R0013	KIT SOLUTION CALIBRAGE 465MV
8	* 56109R0005	SONDE PH 0-14	13	27883R0009	SUPPORT ELECTRODE
8	* 27354R0013	ELECTRODE REDOX 1,5 METRES DE CABLE	14	05141	COLLIER DE PRISE EN CHARGE 50-1/2"
8	* 56109R0006	SONDE ORP			


CODE **36002, 36003, 36006**

DESCRIPTION: **CONTRÔLE BASIC 1,5 L/H. 5 L/H. ET REDOX EV.**

OBSERVATIONS

POS	CODE	OBSERVATIONS
4	36002R0004	POUR: 36002, 36003
5	27883R0004	POUR: 36002, 36003
7	36002R0006	POUR: 36002
7	36003R0006	POUR: 36003
8	56109R0005	POUR: 36002, 36003
8	27354R0013	POUR: 36006
8	56109R0006	POUR: 36006
12	27883R0010	POUR: 36002, 36003, 36006
12	27883R0011	POUR: 36002, 36003, 36006
12	27883R0012	POUR: 36002, 36003
12	27883R0013	POUR: 36002, 36003, 36006

CODE **36002, 36003, 36006**

 DESCRIPTION: **CONTROL BASIC 1.5L/H. 5 L/H. AND REDOX EV.**


ENGLISH

POS	CODE	DESCRIPTION	POS	CODE	DESCRIPTION
1	36002R0001	ELECTRONIC CIRCUIT	9	36007R0016	PVC/FPM BOTTOM FILTER
2	36002R0002	KEYPAD	10	27883R0006	INJECTION COUPLING IN PVC
3	36002R0003	FRONT COVER	11	27883R0007	4X6 LENG.100M PVC SUCTION PIPE
4	* 36002R0004	ROLLER HOLDER	11	27883R0008	4X6 LENG.100M PE RETURN PIPE
5	* 27883R0004	6.25X10.55 SANTOPRENE TUBING W/COUPLING	12	* 27883R0010	PF7 CALIBRATION SOLUTION KIT
6	36002R0005	HEAD FRONT COVER	12	* 27883R0011	PF4 CALIBRATION SOLUTION KIT
7	* 36002R0006	1,5 L/H PERISTALTIC HEAD KIT	12	* 27883R0012	PH10 CALIBRATION SOLUTION KIT
7	* 36003R0006	5 L/H PERISTALTIC HEAD KIT	12	* 27883R0013	465MV CALIBRATION SOLUTION KIT
8	* 56109R0005	PH SENSOR 0-14	13	27883R0009	ELECTRODE HOLDER
8	* 27354R0013	REDOX ELECTRODE WITH 1.5M CABLE	14	05141	50-1/2" SADDL "
8	* 56109R0006	ORP SENSOR			


CODE **36002, 36003, 36006**

DESCRIPTION: **CONTROL BASIC 1.5L/H. 5 L/H. AND REDOX EV.**

OBSERVATIONS

POS	CODE	OBSERVATIONS
4	36002R0004	FOR: 36002, 36003
5	27883R0004	FOR: 36002, 36003
7	36002R0006	FOR: 36002
7	36003R0006	FOR: 36003
8	56109R0005	FOR: 36002, 36003
8	27354R0013	FOR: 36006
8	56109R0006	FOR: 36006
12	27883R0010	FOR: 36002, 36003, 36006
12	27883R0011	FOR: 36002, 36003, 36006
12	27883R0012	FOR: 36002, 36003
12	27883R0013	FOR: 36002, 36003, 36006

CODICE **36002, 36003, 36006**

 DESCRIZIONE: **CONTROL BASIC 1,5 L/H 5 L/H E REDOX EV.**


ITALIANO

POS	CODICE	DESCRIZIONE	POS	CODICE	DESCRIZIONE
1	36002R0001	CIRCUITO ELETTRONICO	9	36007R0016	FILTRO ASPIRAZIONE PVC/FPM
2	36002R0002	PULSANTIERA	10	27883R0006	RACCORDO DI INIEZIONE IN PVC
3	36002R0003	COPERCHIO FRONTALE	11	27883R0007	TUBO ASPIRAZIONE PVC 4X6 L 100M
4	* 36002R0004	PORTA RULLI	11	27883R0008	TUBO MANDATA PE 4X6 L 100M
5	* 27883R0004	TUBO DI SANTOPRENE 6,25X10,55 CON RACCORDI	12	* 27883R0010	KIT SOLUZIONI DI CALIBRAZIONE PF7
6	36002R0005	COPERCHIO FRONTALE	12	* 27883R0011	KIT SOLUZIONI DI CALIBRAZIONE PF4
7	* 36002R0006	KIT TESTA POMPA 1,5 L/H	12	* 27883R0012	KIT SOLUZIONI DI CALIBRAZIONE 10 PH
7	* 36003R0006	KIT TESTA POMPA 5 L/H	12	* 27883R0013	KIT SOLUZIONI DI CALIBRAZIONE 465 MV.
8	* 56109R0005	SONDA PH 0-14	13	27883R0009	SUPPORTO ELETTRODO
8	* 27354R0013	ELETTRODO REDOX CON 1,5 M DI CAVO	14	05141	PRESA STAFFA 50- 1/2"
8	* 56109R0006	SONDA ORP			


CODICE **36002, 36003, 36006**

 DESCRIZIONE: **CONTROL BASIC 1,5 L/H 5 L/H E REDOX EV.**

OSSERVAZIONI

POS	CODICE	OSSERVAZIONI
4	36002R0004	PER: 36002, 36003
5	27883R0004	PER: 36002, 36003
7	36002R0006	PER: 36002
7	36003R0006	PER: 36003
8	56109R0005	PER: 36002, 36003
8	27354R0013	PER: 36006
8	56109R0006	PER: 36006
12	27883R0010	PER: 36002, 36003, 36006
12	27883R0011	PER: 36002, 36003, 36006
12	27883R0012	PER: 36002, 36003
12	27883R0013	PER: 36002, 36003, 36006

CODE **36002, 36003, 36006**

 BESCHREIBUNG: **STEUERUNG BASIC 1,5 L/H 5 L/H Y REDOX EV.**

DEUTSCH

POS	CODE	BESCHREIBUNG	POS	CODE	BESCHREIBUNG
1	36002R0001	PLATINE SCHALTKREIS	9	36007R0016	STANDFILTER PVC/FPM
2	36002R0002	TASTATUR	10	27883R0006	INJEKTOR-GEWINDESTÜCK AUS PVC
3	36002R0003	FRONTDECKEL	11	27883R0007	SAUGROHR PVC 4 X 6 L=100M
4	* 36002R0004	ROLLENSITZ	11	27883R0008	ROHR ANTRIEB PE 4 X 6 L=100 M
5	* 27883R0004	ROHR SANTOPREN 6,25 X 10,55 MIT GEWINDE	12	* 27883R0010	KIT KALIBRIERLÖSUNGEN PF7
6	36002R0005	FRONTDECKEL KOPFSTÜCK	12	* 27883R0011	KIT KALIBRIERLÖSUNGEN PF4
7	* 36002R0006	SET KOPFSTÜCK PERISTALTIKPUMPE 1,5 L/H	12	* 27883R0012	KIT KALIBRIERLÖSUNGEN 10 PH 90ML
7	* 36003R0006	SET KOPFSTÜCK PERISTALTIKPUMPE 5 L/H	12	* 27883R0013	KIT KALIBRIERLÖSUNGEN 465 MV
8	* 56109R0005	PH-MESSER 0-14	13	27883R0009	SONDENHALTERUNG AUS PVC MAXIMA TEM
8	* 27354R0013	ELEKTRODE REDOX 1,5 METER KABEL	14	05141	ANSCHLUSSSCHELLE 50 - 1/2"
8	* 56109R0006	ORP-MESSER			


CODE **36002, 36003, 36006**

BESCHREIBUNG: **STEUERUNG BASIC 1,5 L/H 5 L/H Y REDOX EV.**

HINWEISE

POS	CODE	HINWEISE
4	36002R0004	FÜR: 36002, 36003
5	27883R0004	FÜR: 36002, 36003
7	36002R0006	FÜR: 36002
7	36003R0006	FÜR: 36003
8	56109R0005	FÜR: 36002, 36003
8	27354R0013	FÜR: 36006
8	56109R0006	FÜR: 36006
12	27883R0010	FÜR: 36002, 36003, 36006
12	27883R0011	FÜR: 36002, 36003, 36006
12	27883R0012	FÜR: 36002, 36003
12	27883R0013	FÜR: 36002, 36003, 36006

CODIGO **36002, 36003, 36006**

 DESCRIÇÃO: **CONTROL BASIC 1,5 L/H. 5 L/H. E REDOX EV.**

PORTUGUES

POS	CODIGO	DESCRIÇÃO	POS	CODIGO	DESCRIÇÃO
1	36002R0001	CIRCUITO ELECTRONICO	9	36007R0016	FILTRO DE PE PVC/FPM
2	36002R0002	TECLADO	10	27883R0006	LIGAÇÃO DE INJEÇÃO EM PVC
3	36002R0003	TAMPA FRONTAL	11	27883R0007	TUBO ASP.PVC 4X6 COMP.100 M
4	* 36002R0004	PORTA-RODETES	11	27883R0008	TUBO IMP. PE 4X6 COMP.100 M
5	* 27883R0004	TUBO 6,25X10,55 C/LIGAÇÕES	12	* 27883R0010	KIT DE SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO PH7 50ML
6	36002R0005	TAMPA FRONTAL CABEÇAL	12	* 27883R0011	KIT DE SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO PH4 50ML
7	* 36002R0006	CONJ.CABEÇAL PERISTALTICA 1,5 L/H	12	* 27883R0012	KIT DE SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO PH9 50ML
7	* 36003R0006	CONJ.CABEÇAL PERISTALTICA 5 L/H	12	* 27883R0013	KIT DE SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO 465 MV
8	* 56109R0005	SONDA PH 0-14	13	27883R0009	SUPORTE ELECTRODO
8	* 27354R0013	ELECTRODO REDOX 1,5 METROS DE CABO	14	05141	UNIÃO DE TOMADA 50-1/2"
8	* 56109R0006	SONDA ORP			

CODIGO **36002, 36003, 36006**

DESCRIÇÃO: **CONTROL BASIC 1,5 L/H. 5 L/H. E REDOX EV.**

OBSERVAÇÕES

POS	CODIGO	OBSERVAÇÕES
4	36002R0004	PARA: 36002, 36003
5	27883R0004	PARA: 36002, 36003
7	36002R0006	PARA: 36002
7	36003R0006	PARA: 36003
8	56109R0005	PARA: 36002, 36003
8	27354R0013	PARA: 36006
8	56109R0006	PARA: 36006
12	27883R0010	PARA: 36002, 36003, 36006
12	27883R0011	PARA: 36002, 36003, 36006
12	27883R0012	PARA: 36002, 36003
12	27883R0013	PARA: 36002, 36003, 36006